



Staal wit RVS wit RVS gepolijst

Kokkel 14 • 1723 HX Noord-Scharwoude • T 0226-344964



Vergelijk

	410000	411000	420000	421000
Afneembaar zitdeel ronde opening	✓		✓	
Afneembaar zitdeel sleutelgat opening		✓		✓
Armleggerkussens	✓	✓	✓	✓
Armleggers hoogte instelbaar	✓	✓	✓	✓
Armleggers tussenruimte 45 cm	✓	✓	✓	✓
Armleggers afzonderlijk instelbaar	✓	✓	✓	✓
Duwstang	✓	✓	✓	✓
Boven toilet te plaatsen (maatvoering)	✓	✓	✓	✓
Zitbreedte standaard 43 cm en indien armleggers omlaag 53 cm	✓	✓	✓	✓
Geleiderails onder zitdeel	✓	✓	✓	✓
Gewicht tot 200 kg	✓	✓	✓	✓
RVS wit / RVS gepolijst / staal wit	✓	✓	✓	✓
Staand model	✓	✓		
Verrijdbaar model			✓	✓
Wielen dubbel beremd / RVS kogellagers			✓	✓

Optioneel

Armlegger verbredingsset 55 cm	✓	✓	✓	✓
Armlegger verbredingsset 61 cm	✓	✓	✓	✓
Deksel/vulstop leverbaar	✓	✓	✓	✓
Dekselhouder	✓	✓	✓	✓
Emmer of steek te plaatsen	✓	✓	✓	✓
Hoog rugdeel leverbaar	✓	✓	✓	✓
Opklapbare armleggers	✓	✓	✓	✓
Soft seat kussens	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsgordel mogelijk	✓	✓	✓	✓
Voetsteunen / hakbanden	✓	✓	✓	✓

☒ Armleggers

Doordat de armleggers eenvoudig in hoogte zijn in te stellen door middel van een draaiknop zijn de stoelen snel aan te passen aan de gebruiker. Doordat de armleggers afzonderlijk in hoogte zijn te verstellen biedt dit de mogelijkheid om indien gewenst de ene armlegger hoger dan de andere te plaatsen, een en ander afhankelijk van de gebruiker en indicatie.

Wanneer de armleggers gelijk aan het zitdeel worden geplaatst, levert dit 10 cm extra zitbreedte op waardoor een corpulente gebruiker hierop plaats kan nemen.

☒ Armlegger verbredingssets

Standaard is er 45 cm ruimte tussen de armleggerkussens. Wanneer hier een armlegger verbredingsset wordt geplaatst van 10 of 16 cm wordt de tussen ruimte tussen de armleggerkussens respectievelijk 55 en 61 cm. Voor een corpulente gebruiker is dit soms gewenst.

☒ Deksel / vulstop

Voor deze douche-/toiletstoelen zijn er ook deksels/vulstoppen leverbaar. Deze maken het mogelijk om de opening in het zitdeel af te sluiten waardoor de stoel ook uitermate geschikt is om als vervoer middel te dienen om cliënten van A naar B te brengen.

☒ Dekselhouder

Een dekselhouder biedt ruimte om en de deksel van ondersteek of emmer en de deksel van de vulstop te plaatsen. Zo kan worden voorkomen dat er deksels aan de grond moeten worden gelegd of dat er deksels ontbreken.

☒ Geleide rails

Onder de zitdelen zijn geleide rails aangebracht welke het mogelijk maken hier een emmer of ondersteek in aan te brengen.

☒ Gewicht

De JadaCare douche-/toiletstoelen zijn uitermate geschikt voor langdurig en hergebruik. Zeker in situaties waar diverse gebruikers gebruik moeten maken van deze hulpmiddelen. De stoelen zijn bestand tegen enorme krachten en kunnen een gewicht van 200 kg dragen. Voor hogere gewichten wordt geproduceerd met andere materialen.

☒ Hygiëne

De gebruikte materialen zijn bestand tegen diverse materialen en vloeistoffen en zijn snel en goed te reinigen, zodat ze steeds weer opnieuw inzetbaar zijn voor een andere gebruiker.

☒ Maatwerk / soft seat kussens

Zoals alle JadaCare producten zijn ook deze douche-/toiletstoelen als maatwerk leverbaar. Een variant met bijvoorbeeld alleen wielen aan de achterzijde. Ook worden deze stoelen geleverd aangepast aan de corpulente gebruiker. Met opklapbare armleggers of met vaste armleggers. De stoelen kunnen met aangepaste zithoogte, zitbreedte en – dieptegeleverd worden. Met gesloten zitdeel of met een zitdeel voorzien van een uitsparing en geleide rails. Leverbaar in blauw/grijs/rood/wit en zwart.



☒ Veiligheidsgordel

Deze is eenvoudig aan te brengen door deze te bevestigen aan het rugframe. Het betreft een veiligheidsgordel met een 3 puntsbevestiging welke eenhandig is te bedienen.

☒ Verrijdbaar / wielen

De stoelen rijden uitermate comfortabel door kleine wielen met harde banden van zacht/geluid dempend materiaal. De wielen zijn zeer wendbaar zodat de stoelen ook bij cliënten met een hoger gewicht goed bestuurbaar blijven. De wielen zijn voorzien van RVS kogellagers waardoor deze stoelen geschikt zijn te gebruiken in een natte cel zonder dat de wielen vastlopen.

De wielen zijn dubbel beremd; indien een stoel op de rem wordt gezet wordt zowel het verrijdbare als zwenkbare beremd. De rem is eenvoudig te bedienen met de voet zowel om de rem erop als om de rem eraf te halen.